



Un paso por delante

Philips Respironics OptiChamber Diamond

Cámara de inhalación antiestática con válvulas de inhalación y exhalación

Administración del aerosol con total fiabilidad

OptiChamber Diamond está fabricada con material antiestático y ha sido diseñada para ayudar a sus pacientes a lograr un tratamiento efectivo.

Combinación de comodidad y rendimiento

Las válvulas de baja resistencia se abren libremente incluso con tasas de flujo pediátricas bajas, lo cual permite al usuario respirar con facilidad a través de la cámara. La mascarilla facial desmontable cuenta con una almohadilla de contorno blando que se apoya suavemente sobre el rostro.

Características principales

- Válvulas de baja resistencia
- Cámara antiestática para facilitar un tratamiento inhalado más eficaz
- Adaptador flexible y universal de inhaladores en cartucho presurizado
- Mascarillas faciales desmontables, LiteTouch, con tecnología de sellado de mínimo contacto.

PHILIPS

RESPIRONICS

sense and simplicity

La respuesta a las diferentes necesidades de sus pacientes

OptiChamber Diamond ha sido diseñada para sus pacientes, incluidos aquellos que:

tienen mala coordinación en inhalación

El material antiestático mantiene el aerosol en suspensión durante más tiempo, lo que significa que su paciente dispone de más tiempo para inhalar la medicación^[1].

presentan una tasa de flujo inspiratorio baja

Las válvulas de baja resistencia permiten al paciente respirar con facilidad a través de la cámara, con una resistencia mínima.

deben utilizar una mascarilla

Basta con montar la mascarilla facial LiteTouch, que con su tecnología de sellado de mínimo contacto requiere una presión mínima para mantener el sellado adecuado^[2].

necesitan que otra persona les administre la medicación

La válvula de exhalación confirma visualmente la exhalación, lo cual ayuda al cuidador a realizar el recuento de las respiraciones del paciente y a coordinar su actuación.

Las mascarillas LiteTouch desmontables han sido diseñadas para adaptarse al contorno del rostro y reducir así las fugas

Aviso sonoro de flujo alto para realizar la técnica de inhalación correcta

Boquilla adaptable apta para niños y adultos

Se desmonta y limpia fácilmente con agua caliente y detergente líquido suave



Especificación del producto	
Dimensiones	
Volumen	140 ml
Longitud	14,2 cm
Boquilla	Interfaces con conectores estándar de 22 mm
Materiales	
Cámara	Plástico ABS antiestático
Mascarilla LiteTouch	Policarbonato (PC) y silicona
Válvulas	Silicona (sin látex)
Vida útil	Sustituir al cabo de un año

Información para pedidos		
Descripción del producto	Cantidad	N.º de referencia
OptiChamber Diamond	1	1079820
OptiChamber Diamond (en bolsa)	50	1083786
OptiChamber Diamond con mascarilla pequeña	1	1079822
OptiChamber Diamond con mascarilla mediana	1	1079825
OptiChamber Diamond con mascarilla grande	1	1079828
Mascarilla pequeña LiteTouch	1	1083785
Mascarilla mediana LiteTouch	1	1083784
Mascarilla grande LiteTouch	1	1083783

1. Mitchell J, et al. "Electrostatics and Inhaled Medications: Influence on delivery via pressurized metered-dose inhalers and add-on devices". Resp. Care. Marzo 2007, vol. 52 n.º 3.
 2. Hsu W, et al. (2011). "Evaluation of delivery efficiency from valved holding chambers with facemasks", Resp. Drug. Deliv. Europe 2011, 2, pp 505-510.

Respironics, OptiChamber y LiteTouch son marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V. y sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.

Visítenos en www.philips.com/respironics



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy AE 12/2/11 MCI 4104567 PN 1096630

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Asia Pacífico
+65 6882 5282

Respironics New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054 USA

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics